

Notice d'Installation

BLOC CHAMBRE




Caractéristiques

Emetteur Mural Appel Malade Radio
Fréquence radio : 868 Mhz
Alimentation : 12V-2W ou 24V-4W
Dimensions : 120mm x 80mm x 34mm
Poids : 130 g
Matériaux boîtier : ABS (UL 94 V0)

Matériel fournit sans poire d'appel
(Consulter votre fournisseur pour compatibilité)

Câblage du Bloc Chambre

Signaux



Câblage du Bloc Chambre

Signaux

Fonctions	Borniers	Signal
ALIMENTATION	0V	ALIM -
	12-24 VDC	ALIM +
ENTREE POIRE	0V	GND
	PI1	MAIN – NO +PU
	PI2	AUX – NC + PU
ENTREE DEPORT 1	0V	GND
	IN1	NO + PU
ENTREE DEPORT 2	0V	GND
	IN2	NC + PU
SORTIE DC	VOUT	VDC
HUBLOT1 (VERT)	O1B	NO B
	O1A	NO A
	0V	GND
HUBLOT2 (ROUGE)	O2B	NO B
	O2A	NO A
	0V	GND
SORTIE3	O3B	NO B
	O3A	NO A

NO : Normalement Ouvert

PU : Pull-Up

Sélection de l’Alimentation


L’alimentation DC extérieure 12V_{DC}-24V_{DC} ne peut pas cohabiter avec la pile 3V.

PILE : Le cavalier PRESENCE PILE doit être enclenché (figure ci-dessous).




Jumper ON

ALIMENTATION EXTERNE : Le cavalier PRESENCE PILE ne doit pas être monté.



Jumper OFF

Boitier Bloc Chambre



**Pose en fixation murale
(visserie non fournie)**

